

# MOTomed gracile.12

Entraîneur jambes et bras/torse pour enfants

Le MOTomed gracile12 est un entraîneur thérapeutique motorisé (passif, actif, actif aidé) conçu pour les enfants, à partir de 3 ans, en situation de handicap. L'installation des patients est facilitée par un nouvel ajustement en hauteur de l'entraîneur jambes. Avec sa vitesse de rotation jusqu'à 60tr/min, il offre la possibilité d'accéder à des entraînements spécifiques.



REF : 594.003 + 599.000

## Utilisé par tous :

- Hémiplégie
- Lésions cérébrales
- Troubles musculaires
- Paralyse spasmodique
- BPCO
- Orthopédie
- Oncologie
- Diabète de type 2
- Démence
- Hypertension artérielle
- Trouble de la circulation
- Paraplégiques
- Enfants à partir de 3 ans

## Objectifs de la thérapie :



Renforcement musculaire



Maintien de la mobilité



Réduire les spasmes



Stimuler le système cardiovasculaire



Lutter contre la fatigue



Améliorer le bien-être général

## Équipements de série :



Semelles de sécurité en mousse (la paire, manivelles incluses)




Poignée soft grip (la paire)



Programmes d'entraînements & Jeux



Guides jambes avec appuis pour les mollets en mousse



Symétrie membre inférieurs et supérieurs



Assistance à l'accès

## Équipements :

- Semelles de sécurité et guides jambes pour enfants avec appuis pour les mollets.
- Ecart étroit des semelles de 12cm.
- Structure entièrement métallique stable, de qualité et résistante.
- Grand écran intuitif (5,7").
- Ajustement en hauteur du pédalier de 26cm à 46cm.
- Ajustement du rayon de pédalage en 2 positions (3,5 cm ou 7 cm).
- Structure de l'appareil adapté aux nouvelles normes de désinfection européenne.
- Facilement transportable avec de grandes roues de transport (Ø 13 cm).
- Interface USB
- Petit pied à ressortir.
- Couleur : bleu/blanc/chrome.

## Fonctions :

- Entraînement passif, assisté et actif.
- Aide électronique d'accès.
- Alternance de l'entraînement des jambes et des bras.
- Vitesse de rotation passive de 1 à 60 tr/min.
- Résistance de freinage de 0 à 20 (active).
- Niveaux de puissance moteur de 1 à 10 (passif).
- Préréglage de la durée du traitement de 0 à 120 minutes.
- Programmes de Protection des mouvements et d'assouplissement des spasmes.
- Arrêt de sécurité.
- Démarrage et arrêt en douceur du mouvement.
- Programmes de thérapie et de motivation.
- Feedback détaillé pendant et après l'entraînement.
- Entraînement symétrique
- Paramètres d'entraînement préconfigurables.
- Jeux.
- Logiciel adapté aux enfants.
- Choix de la langue.

## Caractéristiques techniques :


Dimensions (LxlxH) :	60-88 x 55 x 99-114cm
Poids :	33 kgs
Poid max. de l'utilisateur:	90 kgs
Diagonale de l'écran :	5,7" / 14,5 cm
Classification :	IIa selon directive MDD 93/42/ EEC / MDR (EU) 2017/745
Tension secteur	100 -240 V max. 120 VA, fréquence secteur : 47-63 Hz, Classe de protection : II / Type BF

## Accessoires fréquemment utilisés :




170.100

Guides-jambes  
plastifiés  
pédiatriques




588.020

Ajustement exact  
du rayon de  
pédalage



598.000

Fixations rapides  
pour pieds



557.020

Poignées verticales  
avec support de  
mains




562.020

Moufle pour la  
fixation des mains



556.024

Semelles  
pour  
avant-bras



555.020

Poignées  
tetra  
pédiatriques



100.020

Sécurité anti-  
basculement  
du fauteuil

## Produit complémentaire pouvant être associé au MOTomed :



**Chaise Vela**  
Chaise de thérapie

Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter :



☎ 02 23 45 04 22

🌐 [www.mobilefrance.fr](http://www.mobilefrance.fr)

✉ [contact@mobilefrance.fr](mailto:contact@mobilefrance.fr)