



 REF : 260.010

MOTomed loop.L

Entraîneur jambes

Le MOTomed loop L est un entraîneur thérapeutique motorisé (passif, actif, actif aidé) conçu pour les personnes en situation de handicap. L'installation des patients est facilitée par un nouvel ajustement en hauteur de l'entraîneur jambes. Avec sa vitesse de rotation jusqu'à 60tr/ min, il offre la possibilité d'accéder à des d'entraînements spécifiques.

Utilisé par tous :

Objectifs de la thérapie :

- Sclérose en plaque
- Hémiplégie
- Parkinson
- Lésions cérébrales
- Troubles musculaires
- Paralyse spasmodique
- BPCO
- Hémodialyse
- Soins intensifs
- Orthopédie
- Oncologie
- Diabète de type 2
- Démence
- Hypertension artérielle
- Trouble de la circulation
- Paraplégiques
- Personnes âgées



Renforcement musculaire



Maintien de la mobilité



Réduire les spasmes



Stimuler le système cardiovasculaire



Lutter contre la fatigue



Améliorer le bien-être général

Équipements de série :



Semelles de sécurité plastifiées avec sangles de fixation (la paire, manivelles incluses)



Poignées cornées ergonomiques soft grip (la paire)



Programmes d'entraînements personnalisés



Jeux



Exportation des résultats via USB



Assistance à l'accès

Équipements :

- **Ajustement en hauteur** de l'entraîneur jambes sans outil. L'axe des pédales de l'entraîneur jambes peut être réglé en hauteur de 30 cm à 45 cm (mesure à partir du sol).
- **Écran tactile couleur** (7"), inclinable et rabattable.
- Structure métallique stable, de qualité et résistante.
- **Ajustement du rayon de pédalage** en 2 positions (7 cm ou 12,5 cm).
- Structure de l'appareil adapté aux **nouvelles normes de désinfection** européenne.
- **Facilement transportable** avec de grandes roues de transport (Ø 13 cm).
- **Poignées de maintien soft grip**.
- Interface USB
- **Largeur du petit pied** de l'appareil réduite à 38,5 cm.
- Couleur : blanc/chrome/noir.

Fonctions :

- Entraînement **passif, assisté et actif**.
- Vitesse de rotation passive de 1 à 60 tr/min.
- **Résistance de freinage** de 0 à 20 (active).
- **Niveaux de puissance moteur** de 1 à 10 (passive).
- **Préréglage de la durée du traitement** de 0 à 120 minutes.
- **Programmes de Protection des mouvements** et d'assouplissement des spasmes.
- **Arrêt de sécurité**.
- **Démarrage et arrêt en douceur** du mouvement.
- **Programmes de thérapie** et de motivation.
- Feedback détaillé pendant et après l'entraînement.
- Entraînement symétrique
- Paramètres d'entraînement préconfigurables.
- **Exportation des données d'entraînement**, et importation des propres programmes d'entraînement.
- **Jeux**.
- **Diaporama via USB** (livré avec clé USB).
- **Choix de la langue**.

Caractéristiques techniques :

Dimensions (LxlxH) :	70 x 60 x 107 - 122cm
Poids :	35 kg
Poid max. de l'utilisateur :	135 kg
Diagonale de l'écran :	7" / 18 cm
Classification :	IIa selon directive MDD 93/42/EEC / MDR (EU) 2017/745
Tension secteur	100 -240 V max. 120 VA, fréquence secteur : 47-63 Hz, Classe de protection : II / Type BF

Configuration du produit en option (ne peut plus être modifié ultérieurement) :

Petit pied spécifique avec hauteur réduite	265.001
Support par vérin à gaz pour ajustement en hauteur	265.002

Accessoires fréquemment utilisés :



303.000

Guide jambes avec appuis mollets plastifiés



265.004

Fixation rapide pour pied «QuickFix».



507.020

Ajustement du rayon de pédalage



100.000

Stabilisateur



265.005

Fixation par sangles

Produit complémentaire pouvant être associé au MOTomed :



Chaise Vela
Chaise de thérapie

Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter :



☎ 02 23 45 04 22

🌐 www.mobilefrance.fr

✉ contact@mobilefrance.fr